



ציוויל מגן אישי - מערכות נשימה פתוחה (מנ"פ)

צינור הנשימה

- מיתחו את צינור הנשימה ובידקו לאייתור סדקים, קרעים ונקבים.
- בידקו את האטמים.
- בידקו את המהדקים והטבעות כדי להבטיח שהם מוחדים, מומוקמים נכון, ללא פגיעות ואינם חלודים יתר על המידה.
- רחצו את צינור הנשימה בנפרד ויישו אותו באוויר. כאשר הצינור מחובר באופן קבוע למסיכה - יבשו את הצינור ממשך מספר ימים לפני שימוש חזר.

צינור לחץ גבוה

- בידקו את הצינור לאייתור חתכים, בועות ו שחיקה.
- בידקו לאייתור נזק בחיבור בין צינור הלחץ הגבוה והווסטה.

התרעעה קולית

- בידקו את תקינות ההתרעה הקולית.
- נקו פעמוניים וצופרים.
- ודאו שהאזור פועלת. אם ההתרעה הקולית איננה מפסקה לפחות כשלחץ מגע ל- 25%- 40% מזמן השירות המתוכנן - סימן שהיחידה פגומה. הוציאו את היחידה משימוש.

מינשא הגב

- בידקו את רצויות מינשא הגב לאייתור בלאי מואץ, מדבקות קרוועות וציוויל פגום או חסר.

מיכל האוויר

- וואו שהמיכלים נבדקים בהתאם לדרישות ת"י-4013.
- בידקו מיכלים בעלי מעתפת חיצונית - לאייתור חריצים וחתוכים אשר עלולים לגרום נזק לסיבי מעתפת המיכל.
- בידקו מיכלים ללא מעתפת חיצונית - לאייתור פגיעות ונזקים.
- בידקו סימני חשיפה לחום. שימוש לב צבע דהוי ולמגינים שkopfy של שעוניים שנמסו.

ניקוי מינשא הגב

- הסירו את מינשא הגב, המיכל ומיכלול הווסטה.
- נקו במים או במיל סבון.
- נגבו את מינשא הגב והרטמה במטלית לחחה.
- יבשו את הארגז.

- בידקו את ייחדות מערכת נשימה הפתוחה לפני כל שימוש. לאחר כל שימוש - בידקו תקינות ונקו.
- ציוד המיעוד לשימוש חירום" - בידקו לפחות פעמיים בחודש ולאחר כל שימוש.
- מלאו בקפדיות אחר הוראות היצרן ודרישות ת"י-4013 - "התקני מגן נשימתיים", בכל הנוגע לטיפול ולתחזוקה:
- תחזוקת ייחדות מנ"פ תעשה אך ורק ע"י אנשים מיומנים ומוסמכים
- אל תערבבו בין חלקים של יצרנים שונים. עירכו רישום של התיקונים והבדיקות שאתם מבצעים.
- בצעו רישום מלא לגבי כל מסיכת SCBA ומיכל האוויר.

המסיכה

- נתכו את המסיכה ממיתקן נשימה. רחزو בנפרד ב"סבון כלים" עדין מהול במים חמים (60°C-50°C).
- הריזמו מים דרך המסיכה ששאטם מניהים כף היד על מחרב צינור נשימה אשר על גוף שסתום השאיפה.
- נגבו עופדי מים במגנון ניר או במטלית לא שעירה.
- יבשו באוויר.
- בצעו חיטוי בהתאם להוראות היצרן.
- בידקו את המסיכה לאייתור חריצים בגומי.
- בידקו האם רצויות הראש עדין גמישות.
- בידקו את העדשות לאייתור שריפות עמוקות ו/או עיוויתנים אחרים.
- בידקו את הטבעות ומהדק המתקת המאבטחים את העדשות לאייתור כיפופים ובליטות.
- בידקו את שסתום הנשיפה, כדי לוודא שהוא ממוקם נכון, ומכסה השסתום נמצא במקומו.
- בידקו את שסתום השאיפה. חיסמו את פתח כניסה לאוויר ושבפו בעדינות. כאשר השסתום איננו פועל כיאות השאיפה ותת הלחץ החלקי הנוצרים יורגוו ברקוט.
- אל תערבבו משקפים ווסטים עמידים בלחץ עם ציוד שאיננו עמיד בלחץ.

וסת

- בידקו את הווסטה, תבריגי צינור נשימה, מד הלחץ, המעקב ושתוממי הצינור הראשי לאייתור פגיעות ונזקים.
- אחסנו את הציוד כשתותם המיכל סגור לממרי.
- לאחר כל שימוש - נקיו את האוויר שנשאר בושט, בהתאם להוראות היצרן.